



Końcówki do dozownika Minilab 201



Końcówki strzykawkowe do dozownika Minilab 201 (nr art. B-4552). Wykonane z czystego polipropylenu. Pasują do dozowników ripette[®], Multipette[®] 4780, Minilab 100/101, Distriman[®] Easy Step, Handy Step[®] oraz Handy Step[®] Electronic.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4553	Strzykawki do dozownika Minilab 201	0,05 ml	niesterylne	100 szt.	5701
	B-4554	Strzykawki do dozownika Minilab 201	0,50 ml	niesterylne	100 szt.	5702
	B-4555	Strzykawki do dozownika Minilab 201	1,25 ml	niesterylne	100 szt.	5703
	B-4556	Strzykawki do dozownika Minilab 201	2,50 ml	niesterylne	100 szt.	5704
	B-4557	Strzykawki do dozownika Minilab 201	5,00 ml	niesterylne	100 szt.	5705
	B-4558	Strzykawki do dozownika Minilab 201	12,50 ml	niesterylne	100 szt.	5706
	B-4559	Strzykawki do dozownika Minilab 201	25,00 ml	niesterylne	25 szt.	5707
	B-4560	Strzykawki do dozownika Minilab 201	50,00 ml	niesterylne	25 szt.	5708
	B-4564	Strzykawki do dozownika Minilab 201	0,50 ml	sterylne	100 szt.	5752
	B-4565	Strzykawki do dozownika Minilab 201	1,25 ml	sterylne	100 szt.	5753
	B-4566	Strzykawki do dozownika Minilab 201	2,50 ml	sterylne	100 szt.	5754
	B-4567	Strzykawki do dozownika Minilab 201	5,00 ml	sterylne	100 szt.	5755
	B-4568	Strzykawki do dozownika Minilab 201	12,50 ml	sterylne	100 szt.	5756
	B-4569	Strzykawki do dozownika Minilab 201	25,00 ml	sterylne	25 szt.	5757
	B-4570	Strzykawki do dozownika Minilab 201	50,00 ml	sterylne	25 szt.	5758
	B-4563	Adapter do strzykawek 25 ml - czerwony	-	-	1 szt.	5710
	B-4561	Adapter do strzykawek 50 ml - szary	-	-	1 szt.	5709

Opis

Końcówki strzykawkowe do dozownika Minilab 201 (nr art. B-4552). Wykonane z czystego polipropylenu. Pasują do dozowników ripette®, Multipette® 4780, Minilab 100/101, Distriman® Easy Step, Handy Step® oraz Handy Step® Electronic.