



Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort Starter 4 Pack



W zestawie znajdują się cztery pipety Discovery Comfort o najczęściej używanych pojemnościach. Zestaw zawiera dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na jedną pipetę, kolorowe pierścienie do kodowania barwnego pipet oraz uniwersalny, liniowy statyw 4-miejscowy.

Miniatura



Nr-art.

B-0056

Nazwa

Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort Starter 4 Pack

Nr producenta

7901

Opis

W zestawie znajdują się cztery pipety Discovery Comfort o najczęściej używanych pojemnościach. Zestaw zawiera dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na jedną pipetę, kolorowe pierścienie do kodowania barwnego pipet oraz uniwersalny, liniowy statyw 4-miejscowy.

Akcesoria w zestawie:

- pipety DV 10, 20, 200, 1000,
- końcówki 10µl (96 szt.), 200µl, (96 szt.), 1000µl (96 szt.),
- klucze kalibracyjne 4 szt.,
- wieszaki na pipety 4 szt.,
- instrukcja użytkowania,
- statyw uniwersalny na 4 pipety.