




Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Pro Starter 4 Pack



W zestawie znajdują się cztery pipety Discovery Pro w najczęściej używanych pojemnościach (0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl). Zestaw zawiera również dodatkowe akcesoria, takie jak: pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na 1 pipetę oraz uniwersalny, statyw liniowy 4-miejscowy i instrukcję użytkowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-0037	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Pro Starter 4 Pack	7903

Opis

W zestawie znajdują się **cztery pipety Discovery Pro** w najczęściej używanych pojemnościach. Zestaw zawiera również dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na jedną pipetę oraz uniwersalny, liniowy statyw 4-miejscowy i instrukcję użytkowania.

Zestaw pipet Discovery Pro Starter 4 Pack

Zawiera pipety o pojemnościach:

- DP10 (0,5-10 µl),
- DP20 (2-20 µl),
- DP200 (20-200 µl),
- DP1000 (100-1000 µl).

W skład zestawu wchodzi również akcesoria.

Akcesoria w zestawie:

- końcówki 10 µl (96 szt.), 200 µl, (96 szt.), 1000 µl (96 szt.),
- klucze kalibracyjne – 4 szt.,
- wieszaki na pipety – 4 szt.,
- instrukcja użytkowania,
- statyw uniwersalny na 4 pipety.