



Zestawy pipet jednokanałowych HTL Discovery Comfort



W zestawie znajdują się 3 pipety Discovery Comfort o najczęściej używanych pojemnościach. Zestawy zawierają również dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucze kalibracyjne, wieszaki na jedną pipetę, kolorowe pierścienie do kodowania barwnego pipet oraz instrukcję użytkowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	B-0057	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Starter Kit	7924
	B-0058	Zestaw pipet jednokanałowych HTL Discovery Starter Kit Bio	7923

Opis

W zestawie znajdują się trzy pipety Discovery Comfort o najczęściej używanych pojemnościach. Zestawy zawierają też dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucze kalibracyjne, wieszaki na jedną pipetę, kolorowe pierścienie do kodowania barwnego pipet oraz instrukcję użytkowania.

Discovery Starter Kit Bio

zawiera pipety o pojemnościach: 0,5-10 µl (DV 10), 10-100 µl (DV100), 100-1000 µl (DV1000) z akcesoriami.

Akcesoria w zestawie:

- końcówki 10 µl (96 szt.), 200 µl (96 szt.) i 1200 µl (96 szt.),
- klucz kalibracyjny 3 szt.,
- wieszak na pipetę 3 szt.,
- instrukcja.