



Zestaw pipet jednokanałowych HTL Optipette Starter 4 Pack



W zestawie znajdują się cztery pipety 1-kanałowe Optipette w najczęściej używanych pojemnościach (0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl). Zestaw zawiera również dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny oraz uniwersalny, liniowy statyw na cztery pipety.

Miniatura



Nr-art.

B-0086

Nazwa

Zestaw pipet jednokanałowych HTL Optipette Starter 4 Pack

Nr producenta

7902

Opis

W zestawie znajdują się cztery pipety Optipette w najczęściej używanych pojemnościach. Zestaw zawiera dodatkowe akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny oraz uniwersalny, liniowy statyw na cztery pipety.

Optipette Starter 4Pack

zawiera pipety o pojemnościach: 0,5-10 µl (OP10), 2-20 µl (OP20), 20-200 µl (OP200) i 100-1000 µl (OP 1000) z akcesoriami.

Akcesoria w zestawie:

- końcówki 10 µl (96 szt.), 200 µl (96 szt.), 1000 µl (96 szt.),
- klucz kalibracyjny,
- statyw na 4 pipety.