




Etykiety samoprzylepne z PE na butelek Duran® Yutility



Etykiety identyfikacyjne Duran® Yutility wykonane z białego poliestru. Oznakowania mogą być na nich drukowane lub nanoszone markerem. Odporne chemicznie i termicznie. Odpowiednie do stosowania z butelkami Duran® Yutility lub innymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Wymiary	Szt./Op.
	G-0491	Etykiety samoprzylepne	butelki Duran® Yutility	36 x 70 mm	100 szt.

Opis

Wytrzymałe etykiety identyfikacyjne Duran® Yutility odpowiednie do stosowania z butelkami Duran® Yutility. Dodatkowo można je stosować z wieloma innymi rodzajami szkła laboratoryjnego. Posiadają odporność chemiczną na wiele typowych chemikaliów laboratoryjnych i rozpuszczalników. Można je stosować również w szerokim zakresie temperatur od -40 do +150°C. Odporne na rozdarcie, białe naklejki poliestrowe wykorzystują wysokowydajny klej o dużej sile przylegania. Pozwala on jednocześnie na bezproblemowe usunięcie oznaczenia z powierzchni.

Idealnie nadają się do stosowania w lodówkach, zamrażarkach, autoklawach, inkubatorach i łaźniach wodnych, bez ryzyka odpadnięcia etykiety. Mogą być stosowane do drukowania na drukarkach biurowych, kopiarkach lub znakowane technicznymi pisakami laboratoryjnymi. Łatwa w użyciu ogólnodostępna aplikacja internetowa do tworzenia etykiet (www.duranlabels.com) pomaga zaprojektować i wydrukować etykietę według własnych potrzeb.

Opakowanie 100 etykiet zawiera pięć arkuszy formatu A-4. Na każdym umieszczono 20 etykiet w formacie 5 x 4 o wymiarach 36 x 70 mm.