



Pipety automatyczne Pipetman[®] P Classic



Pipety firmy Gilson o zmiennej objętości od 0,1 do 10000 μ l. Przeznaczone do codziennego zastosowania w dziedzinach badawczych, w przemyśle i w medycynie. Cechują się solidnym wykonaniem, trwałością i dużą precyzją. Materiał: stal szlachetna i PVDF. Autoklawowalny wyrzutnik końcówek i trzonek pipety. Modele P2 i P10 posiadają dwupozycyjny wyrzutnik końcówek odpowiedni dla końcówek krótkich i długich.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Na końcówki	Nr producenta
	K-2899	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P2	0,2-2 μ l	D10, DL10	F144801
	K-2900	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P10	1-10 μ l	D10, DL10	F144802
	K-2901	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P20	2-20 μ l	D200	F123600
	K-2902	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P100	20-100 μ l	D200	F123615
	K-2903	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P200	50-200 μ l	D200	F123601
	K-2904	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P1000	200-1000 μ l	D1000	F123602
	K-2905	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P5000	1,0-5,0 ml	D5000	F123603
	K-2906	Pipeta automatyczna Pipetman [®] P Classic	P10ml	1,0-10,0 ml	D10mL	F161201

Opis

Pipety Pipetman[®] P Classic o zmiennej objętości od 0,1 do 10000 μ l. Przeznaczone do codziennego zastosowania w dziedzinach badawczych, w przemyśle i w medycynie.

Cechują się solidnym wykonaniem, trwałością i dużą precyzją. Materiał: stal szlachetna i PVDF. Autoklawowalny wyrzutnik końcówek i trzonek pipety. Modele P2 i P10 posiadają dwupozycyjny wyrzutnik końcówek odpowiedni dla końcówek krótkich i długich. Pipety Pipetman[®] P Classic firmy Gilson cechują się długą żywotnością mechanizmu oraz wysoką jakością materiałową. Zgodne z ISO 8655.