



Akcesoria do wytrząsarek vortex Multi-Tube



Kolorowe wkłady piankowe na próbówki o średnicy od 10 mm do 29 mm oraz podkładki stosowane do pracy z wytrząsarkami typu vortex Multi-Tube firmy Ohaus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Kolor	Dł. x szer. x wys.	Liczba miejsc	Nr producenta
	H-3482	Statyw piankowy	próbówki o śr. 10 mm	szary	241 x 140 x 51 mm	50 miejsc	30400238
	H-3483	Statyw piankowy	próbówki o śr. 12 mm	niebieski	241 x 140 x 51 mm	50 miejsc	30400239
	H-3484	Statyw piankowy	próbówki o śr. 13 mm	żółty	241 x 140 x 51 mm	50 miejsc	30400240
	H-3485	Statyw piankowy	próbówki o śr. 16 mm	zielony	241 x 140 x 51 mm	50 miejsc	30400241
	H-3486	Statyw piankowy	próbówki o śr. 25 mm	biały	241 x 140 x 51 mm	28 miejsc	30400243
	H-3487	Statyw piankowy	próbówki o śr. 29 mm	czerwony	241 x 140 x 51 mm	15 miejsc	30400242
	H-3489	Podstawki do statywów piankowych		czarny	305 x 178 x 25 mm	-	30400245

Opis

Akcesoria do wytrząsarek [vortex Multi-Tube](#) firmy Ohaus umożliwiają wytrząsanie próbek o różnych średnicach. Wymienne statywy z pianki o wym. 241 x 140 x 51 mm są przeznaczone do próbek o śr. od 10 do 29 mm. Każdy model jest wykonany z pianki w innym kolorze. Ułatwia to identyfikację odpowiedniego wkładu. Statywy posiadają od 15 do 50 miejsc.

Dostępny jest również zapasowy zestaw podkładek do tacy górnej i dolnej. Podstawki w kolorze czarnym do statywów piankowych stabilnie utrzymują je w [vorteksach Multi-Tube](#) firmy Ohaus.