



Pipety automatyczne Pipetman[®] Neo 8- i 12-kanalowe



Pipety wielokanałowe o zmiennej objętości, charakteryzujące się znaczną dokładnością i precyzją (błędy są znacznie niższe niż wartości dopuszczane przez normę ISO 8655). Wyjątkowo niska waga oraz znakomite dopasowanie do dłoni gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich serii pipetowań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Nr producenta
	K-2950	Pipeta automatyczna 8-kanalowa Pipetman [®] Neo	P8x20N	2-20 µl	F14401
	K-2952	Pipeta automatyczna 8-kanalowa Pipetman [®] Neo	P8x200N	20-200 µl	F14403
	K-2951	Pipeta automatyczna 12-kanalowa Pipetman [®] Neo	P12x20N	2-20 µl	F14402
	K-2953	Pipeta automatyczna 12-kanalowa Pipetman [®] Neo	P12x200N	20-200 µl	F14404

Opis

Pipety wielokanałowe o zmiennej objętości, charakteryzujące się znaczną dokładnością i precyzją (błędy są znacznie niższe niż wartości dopuszczane przez normę ISO 8655). Wyjątkowo niska waga oraz znakomite dopasowanie do dłoni gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich serii pipetowań. Wyposażone w opatentowany mechanizm suwu tłoka, dzięki któremu nie powstają różnice pojemności w pojedynczych kanałach pipety. Cechują się długą żywotnością mechanizmu oraz wysoką jakością materiałową. Dolna część pipety jest autoklawowalna. Zgodne z DIN EN ISO 8655.