



Zestawy startowe Gilson Pipetman[®] Neo



Zestaw **Pipetman[®] Neo Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] Neo (P20N, P200N i P1000N),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (D200T oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów,
- otwieracz do probówek Jimmy.

Zestaw **Pipetman[®] Neo PCR Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] Neo (P10N, P100N, P1000N),
- 3 pudełka Tipack z końcówkami (DF10, DF100 oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów,
- otwieracz do probówek Jimmy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2941	Zestaw Pipetman [®] Neo Starter Kit: P20N, P200N, P1000N + akcesoria	F167700
	K-2942	Zestaw Pipetman [®] Neo PCR Kit: P10N, P100N, P1000N + akcesoria	F167600

Opis

Zestaw **Pipetman[®] Neo Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] Neo (P20N, P200N i P1000N),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (D200T oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów,
- otwieracz do probówek Jimmy.

Zestaw **Pipetman[®] Neo PCR Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] Neo (P10N, P100N, P1000N),
- 3 pudełka Tipack z końcówkami (DF10, DF100 oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów,
- otwieracz do probówek Jimmy.