



Końcówki epTIPS w statywach epTIPS Rack - 50-1250 µl - niesterylne

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki epTIPS firmy Eppendorf. Oferowane w statywach epTIPS Rack. Pojemność 50-1250 µl. Wersja niesterylna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Stopień czystości	Szt./Op.
	W-6375	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1250 µl	103 mm	niesterylne	5 x 96 szt.

Opis

Oryginalne końcówki epTIPS firmy Eppendorf. Oferowane w statywach epTIPS Rack. Pojemność 50-1250 µl. Wersja niesterylna.