



Dozownik ręczny Multipette® M4

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Dozownik ręczny Multipette® M4 Eppendorf umożliwia dokładne pipetowanie seryjne, nawet do 100 razy po jednym napełnieniu końcówki, w zakresie objętości od 1 µl do 10 ml. W skład dostawy Multipette® M4 wchodzi dozownik, uchwyt na pipetę oraz jedna końcówka Combitips® advanced 2,5 ml. Multipette® M4 Starter Kit zawiera dozownik, uchwyt na pipetę oraz zestaw końcówek Combitips® advanced — po jednej sztuce każdego rozmiaru.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-2605	Dozownik Multipette® M4	1 µl - 10 ml	4982 000.012
	K-2606	Dozownik Multipette® M4 Starter Kit	1 µl - 10 ml	4982 000.314

Opis

Dozownik ręczny **Multipette® M4** firmy Eppendorf to zaawansowany mechaniczny dozownik wieloskokowy zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji, wygodzie i bezpieczeństwie. Umożliwia dozowanie **objętości od 1 µl do 10 ml, nawet do 100 razy po jednym napełnieniu końcówki**. Dzięki zasadzie wyporu bezpośredniego, dozowanie jest całkowicie niezależne od właściwości fizykochemicznych cieczy, takich jak lepkość, gęstość czy lotność. Czyni go to niezastąpionym narzędziem w pracy z trudnymi substancjami – w tym toksycznymi, radioaktywnymi czy zakaźnymi.

Urządzenie **automatycznie rozpoznaje zastosowaną końcówkę Combitips® advanced** i wyświetla odpowiednią objętość dozowania, eliminując konieczność ręcznego ustawiania parametrów. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na obsługę jedną ręką, a bezkontaktowy wyrzut końcówki minimalizuje ryzyko kontaminacji. **Wbudowany licznik kroków** umożliwia śledzenie liczby wykonanych dozowań, nawet po przerwie w pracy, co zwiększa kontrolę nad procesem pipetowania. Dodatkowo, dozownik ręczny Multipette® M4 jest wyposażony w **tryb „uśpienia”**, który automatycznie aktywuje urządzenie po wznowieniu pracy. Oszczędza to energię i wydłuża żywotność baterii.

Zestaw Multipette® M4 Starter Kit obejmuje sam dozownik Multipette® M4, uchwyt na pipetę oraz zestaw końcówek [Combitips® advanced](#) – po jednej sztuce każdego rozmiaru.

W **skład dostawy Multipette® M4** wchodzi dozownik, uchwyt na pipetę oraz jedna końcówka Combitips® advanced 2,5 ml. Dzięki temu użytkownik otrzymuje pełną funkcjonalność już od pierwszego użycia, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów. Starter Kit stanowi idealne połączenie niezawodności, ergonomii i wszechstronności, umożliwiając szybkie wdrożenie do pracy z różnorodnymi cieczami i procedurami laboratoryjnymi.

**Dane
techniczne**

Parametr	Multipette® M4
Pojemność	1 µl - 10 ml
Tryb pracy	mechaniczny
Autoklawowalne	nie
Typ baterii	bateria guzikowa