



## Filtry ochronne do pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Filtry Eppendorf skutecznie chronią próbkę oraz pipetę przed kontaminacją. Montowane wewnątrz stożka pipety, zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia i do próbki. Dzięki nim można używać standardowych końcówek bez filtra, zachowując poziom ochrony porównywalny z końcówkami filtrowanymi. Opakowanie zawiera 50 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1848	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 5 ml	fioletowy	50 szt.	3120 632.000
	K-1849	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 10 ml	turkusowy	50 szt.	3111 606.004

### Opis

**Filtry marki Eppendorf** zostały zaprojektowane z myślą o skutecznej ochronie zarówno próbki, jak i samej pipety przed kontaminacją. Umieszczane wewnątrz stożka pipety tworzą barierę zabezpieczającą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia oraz do pobieranego materiału. Opakowanie zawiera 50 sztuk filtrów. Dostępne **warianty do pipet 5 lub 10 ml.**