



Podłokietnik do długotrwałego pipetowania - Sartorius Biohit

SARTORIUS

Elastyczna poduszka pod łokieć. Idealnie sprawdza się podczas długich serii pipetowań, łagodzi napięcie mięśni ręki, pozwala na komfortową i precyzyjną pracę. Łatwa w utrzymaniu w czystości – odporna na 70% etanol.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Nr producenta



K-9554

Podłokietnik do długotrwałego pipetowania

723103

Opis

Elastyczna poduszka pod łokieć. Idealnie sprawdza się podczas długich serii pipetowań, łagodzi napięcie mięśni ręki, pozwala na komfortową i precyzyjną pracę. Łatwa w utrzymaniu w czystości – odporna na 70% etanol.