



Puste pudełka TipBox na końcówki do pipet



Puste pudełka TipBox, z wewnętrzną tacką na końcówki do pipet. Wykonane z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na końcówki	Nr producenta
	K-8403	Puste pudełko TipBox na końcówki do pipet	do 50 µl	732990
	K-8404	Puste pudełko TipBox na końcówki do pipet	200 µl	732992
	K-8405	Puste pudełko TipBox na końcówki do pipet	300 µl	732994
	K-8406	Puste pudełko TipBox na końcówki do pipet	1000 µl	732996

Opis

Puste pudełka TipBox, z wewnętrzną tacką na końcówki do pipet. Wykonane z polipropylenu. W razie konieczności (np. czyszczenia, bądź autoklawowania) istnieje możliwość zdemontowania pokrywy i tacki.