



Końcówki Optifit Refill Tower

SARTORIUS

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie pudełek pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Niesterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-3748	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Tower	0,1-10 µl	31,5 mm	790012	10x96 szt.
	K-3752	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Tower	0,5-200 µl	51 mm	790202	10x96 szt.
	K-3754	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Tower	5-350 µl	54 mm	790352	10x96 szt.

Opis

Oryginalne **końcówki do pipet Sartorius Biohit**. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie pudełek pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Niesterylne.

Spakowane w wymienne tacki, do bezpośredniego przekładania do pudełek na końcówki (do zakupu osobno) lub do opróżnionych pudełek Single Tray. Pozwalają zminimalizować ryzyko kontaminacji. Zarówno tacki jak i końcówki można sterylizować w autoklawie.

[Tabela kompatybilności końcówek Sartorius Biohit z pipetami innych producentów - \[tutaj\]](#).