






















## Końcówki Optifit - Single Tray

**SARTORIUS**

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-3764	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	0,1-10 µl	31,5 mm	790010	10x96 szt.
	K-3765	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	0,1-10 µl	31,5 mm	790011	10x96 szt.
	K-3766	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	0,1-10 µl	46 mm	783210	10x96 szt.
	K-3767	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	0,1-10 µl	46 mm	783211	10x96 szt.
	K-3750	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	0,5-200 µl	51 mm	790200	10x96 szt.
	K-3751	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	0,5-200 µl	51 mm	790201	10x96 szt.
	K-3768	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	5-350 µl	54 mm	790350	10x96 szt.
	K-3769	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	5-350 µl	54 mm	790351	10x96 szt.
	K-3775	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	10-1000 µl	68,5 mm	791020	10x96 szt.
	K-3776	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	10-1000 µl	68,5 mm	791021	10x96 szt.
	K-3771	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	10-1000 µl	71,5 mm	791000	10x96 szt.
	K-3772	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	10-1000 µl	71,5 mm	791001	10x96 szt.
	K-3777	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	50-1200 µl	71,5 mm	791200	10x96 szt.
	K-3778	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	50-1200 µl	71,5 mm	791201	10x96 szt.
	K-3874	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	50-1200 µl	90 mm	791210	10x96 szt.
	K-3875	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylne	50-1200 µl	90 mm	791211	10x96 szt.
	K-3877	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylne	100-5000 µl	150 mm	780304	50 szt.

	K-3888	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	sterylny	100-5000 µl	150 mm	780305	50 szt.
	K-3879	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Single Tray	niesterylny	1000-10000 µl	161 mm	LH-780314	35 szt.

## Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne.

Spakowane w pudełka Single Tray, zawierające po 96 szt. końcówek. Kodowane kolorystycznie, co ułatwia szybki dobór odpowiedniej końcówki. Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, dostępne w wersji sterylnej oraz niesterylnej.

[Tabela kompatybilności końcówek Sartorius Biohit z pipetami innych producentów – \[tutaj\]](#).