



Oryginalne końcówki do pipet z filtrem firmy HTL



Oryginalne końcówki do pipet HTL zostały zastąpione przez [nowe modele Generic](#).

Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i idealnej czystości. Filtr w końcówce zapobiega zanieczyszczeniu pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.
	B-3919	Kończówki sterylne z filtrem	0,5-10 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3928	Kończówki sterylne z filtrem	0,5-10 µl (długie)	pudełko	10x96 szt.
	B-3920	Kończówki sterylne z filtrem	0,5-20 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3922	Kończówki sterylne z filtrem	1-100 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3923	Kończówki sterylne z filtrem	1-200 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3924	Kończówki sterylne z filtrem	1-300 µl	pudełko	10x96 szt.
	B-3925	Kończówki sterylne z filtrem	100-1000 µl	pudełko	10x100 szt.

Opis

Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i idealnej czystości. Filtr w końcówce zapobiega zanieczyszczeniu pipety.

[Tabela kompatybilności końcówek HTL z pipetami innych producentów – tutaj.](#)

Oryginalne końcówki do pipet HTL zostały zastąpione przez [nowe modele Generic](#).