



Końcówki PD-Tips do dozowników strzykawkowych



Precyzyjne końcówki do dozowników Handy-Step[®] electronic, HandyStep[®], Gilson[®] Repetman[®] i innych kompatybilnych systemów dozowania.

Seria końcówek PD-Tips jest zastępowana nowym modelem [PD-Tips II](#), również dostępnymi w naszej ofercie pod numerami [K-6610 do K-6619](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1328	Końcówki PD-Tips	niesterylne	0,1 ml	100 szt.	702402
	K-1329	Końcówki PD-Tips	niesterylne	0,5 ml	100 szt.	702370
	K-1330	Końcówki PD-Tips	niesterylne	1,25 ml	100 szt.	702372
	K-1331	Końcówki PD-Tips	niesterylne	2,5 ml	100 szt.	702374
	K-1332	Końcówki PD-Tips	niesterylne	5,0 ml	100 szt.	702376
	K-1333	Końcówki PD-Tips	niesterylne	12,5 ml	100 szt.	702378
	K-1334	Końcówki PD-Tips	niesterylne	25 ml	50 szt.	702380
	K-1335	Końcówki PD-Tips	niesterylne	50 ml	25 szt.	702382
	K-1336	Końcówki PD-Tips	sterylne	0,1 ml	100 szt.	702404
	K-1337	Końcówki PD-Tips	sterylne	0,5 ml	100 szt.	702384
	K-1338	Końcówki PD-Tips	sterylne	1,25 ml	100 szt.	702386
	K-1339	Końcówki PD-Tips	sterylne	2,5 ml	100 szt.	702388
	K-1340	Końcówki PD-Tips	sterylne	5,0 ml	100 szt.	702390
	K-1341	Końcówki PD-Tips	sterylne	12,5 ml	100 szt.	702392
	K-1342	Końcówki PD-Tips	sterylne	25 ml	25 szt.	702394
	K-1343	Końcówki PD-Tips	sterylne	50 ml	25 szt.	702396

Opis

Seria końcówek PD-Tips jest zastępowana nowym modelem [PD-Tips II](#), również dostępnymi w naszej ofercie pod numerami [K-6610 do K-6619](#).

Precyzyjne końcówki do dozowników Handy-Step® electronic, HandyStep®, Gilson® Repetman® i innych kompatybilnych systemów dozowania.

Wykonane z materiałów wysokiej jakości: tłoki z PE-HD, cylindry z PP

Dostępne w postaci niesterylnej i sterylnej/bez endotoksyn (pakowane pojedynczo). Posiadają certyfikat jakości i certyfikat zgodności z numerem seryjnym. Odpowiadają normie ISO 8655. Kończówki o jakości BIO-CERT® dostępne są na zapytanie.