



Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Reloads - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. Reloads PCR Clean zapewniają precyzyjne pipetowanie dzięki optymalnemu dopasowaniu do pipet Eppendorf i szczelnemu osadzeniu na stożku pipety. System Reloads umożliwia szybkie przeniesienie końcówek do pudełka epT.I.P.S. Box, a plastikowe pokrywki pomagają ograniczyć ryzyko kontaminacji. Końcówki są wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz inhibitorów PCR, dlatego sprawdzają się w pracy z wrażliwymi próbkami kwasów nukleinowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5620	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-10 µl	34 mm	ciemnoszary	PCR Clean	0030 073.754	10x96 szt.
	K-5621	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-20 µl	40 mm	szary	PCR Clean	0030 073.770	10x96 szt.
	K-5622	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,5-20 µl	46 mm	jasnoszary	PCR Clean	0030 073.797	10x96 szt.
	K-5623	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	2-200 µl	53 mm	żółty	PCR Clean	0030 073.819	10x96 szt.
	K-5624	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	PCR Clean	0030 073.835	10x96 szt.
	K-5625	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1000 µl	71 mm	niebieski	PCR Clean	0030 073.851	10x96 szt.
	K-5626	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	76 mm	zielony	PCR Clean	0030 073.878	10x96 szt.
	K-5627	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	103 mm	ciemnozielony	PCR Clean	0030 073.649	10x96 szt.
	K-5628	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	100-2500 µl	115 mm	czerwony	PCR Clean	0030 073.894	10x48 szt.

Opis

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. Reloads PCR Clean zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym pipetowaniu oraz wygodnym uzupełnianiu końcówek w codziennej pracy laboratoryjnej. Systemy Reloads zawierają końcówki przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box, dzięki czemu uzupełnianie jest szybkie i wygodne. Zaletą systemu jest oszczędność miejsca oraz ograniczenie ilości odpadów w porównaniu z opakowaniami jednorazowymi.

Precyzyjne dopasowanie i wygoda użytkowania

Końcówki są **optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf**, dzięki czemu zapewniają doskonałą szczelność i precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Przekłada się to na wysoką dokładność pipetowania oraz komfort pracy. Końcówki mogą być

również stosowane w połączeniu z pipetami innych znanych producentów, co zwiększa ich uniwersalność w laboratorium.

Ochrona przed kontaminacją i zgodność z normą

Plastikowe pokrywki chronią stelaże przed bezpośrednim dotykaniem podczas przenoszenia do pudełka roboczego, **ograniczając ryzyko kontaminacji**. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655, co potwierdza wysoką jakość i dokładność pracy.

Szybka identyfikacja i czystość PCR Clean końcówek Eppendorf

Kończówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym, co umożliwia szybki i intuicyjny dobór końcówek kompatybilnych z pipetą o odpowiednim zakresie pojemności. Kończówki w **stopniu czystości PCR Clean są wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz inhibitorów PCR**, dlatego są szczególnie polecane do izolacji kwasów nukleinowych oraz analizy wrażliwych próbek w zastosowaniach takich jak PCR, qPCR czy mikromacierze.

Zestaw stelaży nie zawiera pudełka [epT.I.P.S. Box](#), które należy zamawiać osobno.

Produkt K-5626 w promocyjnej cenie ma przekroczony termin ważności.