

Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Set



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zestaw końcówek Eppendorf epT.I.P.S.[®] Reloads z autoklawowalnym pudełkiem umożliwia wygodne przechowywanie i uzupełnianie końcówek. System sprawdza się szczególnie z pipetami wielokanałowymi, a kolorystyczne oznaczenia tacek i pipet ułatwiają dobór właściwego wariantu. Pudełka i końcówki Reloads można autoklawować w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5660	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	0,1-10 µl	34 mm	ciemnoszary	Eppendorf Quality	0030 076.290	5x96 szt.
	K-5661	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030 076.303	5x96 szt.
	K-5662	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	0,5-20 µl	46 mm	jasnoszary	Eppendorf Quality	0030 076.311	5x96 szt.
	K-5663	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030 076.320	5x96 szt.
	K-5664	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030 076.338	5x96 szt.
	K-5665	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030 076.346	5x96 szt.
	K-5666	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030 076.354	5x96 szt.
	K-5668	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030 076.362	5x48 szt.

Opis

Zestaw Eppendorf epT.I.P.S.[®] Reloads z autoklawowalnym pudełkiem umożliwia uzupełnianie końcówek za pomocą gotowych tacek Reloads, które wkłada się do wielorazowego pudełka zamiast wymieniać całe opakowanie. Takie rozwiązanie ogranicza kontakt z końcówkami, zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń i pozwala zachować porządek na stanowisku pracy. System jest szczególnie wygodny przy pipetach wielokanałowych, ponieważ umożliwia szybkie i precyzyjne pobieranie końcówek bezpośrednio z tacki.

Eppendorf epT.I.P.S.[®] Reloads i Box 2.0

W skład zestawu wchodzi **autoklawowalne pudełko Eppendorf** z uchylnym wieczkiem oraz **pięć tacek wymiennych z końcówkami epT.I.P.S.[®] Reloads**. Końcówki można wygodnie zakładać na pipetę bezpośrednio z tacek uzupełniających, co dodatkowo usprawnia pracę i ułatwia uzupełnianie zapasu. **Zarówno Reloads, jak i pudełka mogą być autoklawowane**

w temperaturze 121°C przed użyciem, co zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność zastosowań w różnych procedurach laboratoryjnych.

Końcówki epT.I.P.S.[®] zapewniają **szczelne i stabilne dopasowanie** do pipet Eppendorf oraz **dobrą przejrzystość**, ułatwiającą kontrolę pipetowanej cieczy. Mogą być stosowane także z pipetami innych znanych producentów, a w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655, potwierdzając wysoką precyzję i niezawodność systemu pipetowania.

Dodatkowym ułatwieniem jest **kodowanie kolorystyczne tacek i pipet**, które pozwala szybko dobrać końcówki do właściwego zakresu pojemności. Zmniejsza to ryzyko pomyłek podczas pracy i usprawnia organizację stanowiska, szczególnie przy korzystaniu z kilku pipet. epT.I.P.S.[®] Box 2.0 oraz epT.I.P.S.[®] Set są dostępne również w stopniu czystości Eppendorf Quality, przeznaczonym do standardowych zastosowań laboratoryjnych.