



Końcówki Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.[®] PCR Clean/Sterile

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Sterylnie końcówki do pipet Eppendorf epT.I.P.S. Dualfilter[®] z dwufazowym filtrem z hydrofobowego polietylenu zapewniają skuteczną ochronę przed kontaminacją. Dwie warstwy filtracyjne gwarantują podwójne zabezpieczenie, a w przypadku przypadkowego zwilżenia filtr nie pęcznieje, co pozwala odzyskać próbkę. Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, inhibitorów PCR, ludzkiego DNA i pirogenów, a kod barwny ułatwia szybki dobór do odpowiedniej pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6514	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,1-10 µl S	34 mm	ciemnoszary	PCR Clean/Sterile	0030 078.500	10x96 szt.
	K-6517	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,1-10 µl M	40 mm	szary	PCR Clean/Sterile	0030 078.519	10x96 szt.
	K-6510	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,5-20 µl L	46 mm	jasnoszary	PCR Clean/Sterile	0030 078.527	10x96 szt.
	K-6518	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	2-20 µl	53 mm	żółty	PCR Clean/Sterile	0030 078.535	10x96 szt.
	K-6511	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	2-100 µl	53 mm	żółty	PCR Clean/Sterile	0030 078.543	10x96 szt.
	K-6519	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	2-200 µl	55 mm	żółty	PCR Clean/Sterile	0030 078.551	10x96 szt.
	K-6512	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	PCR Clean/Sterile	0030 078.560	10x96 szt.
	K-6513	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	50-1000 µl	76 mm	niebieski	PCR Clean/Sterile	0030 078.578	10x96 szt.
	K-6530	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	50-1250 µl	103 mm	ciemnozielony	PCR Clean/Sterile	0030 078.594	5x96 szt.
	K-6531	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	100-2500 µl	115 mm	czerwony	PCR Clean/Sterile	0030 078.586	5x48 szt.
	K-6528	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	PCR Clean/Sterile	0030 078.616	5x24 szt.
	K-6532	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	PCR Clean/Sterile	0030 078.624	5x24 szt.
	K-6529	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,5-10 ml	243 mm	turkusowy	PCR Clean/Sterile	0030 077.598	100 x 1 szt.

Opis

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. Dualfilter® to pierwsze końcówki **z ochroną przeciwwiekontaminacyjną** w postaci **dwufazowego filtra wykonanego z hydrofobowego polietylenu**. Zastosowanie dwóch warstw filtracyjnych, niebieskiej i białej, zapewnia podwójną ochronę podczas pracy z próbkami, zwiększając bezpieczeństwo i wiarygodność wyników.

Dwufazowy filtr zapewniający podwójną ochronę

Innowacyjna konstrukcja filtra skutecznie chroni przed zanieczyszczeniem próbki oraz wnętrza pipety. W **przypadku niekontrolowanego zwilżenia filtra materiał nie pęcznieje**, dzięki czemu próbkę można łatwo odzyskać. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pracy i minimalizuje ryzyko strat materiału.

Wysoki stopień czystości i intuicyjny dobór dzięki kodom barwnym

Końcówki są sterylne i spełniają wymagania pracy w zastosowaniach wymagających wysokiej czystości. Produkty **nie zawierają inhibitorów PCR, DNazy, RNazy, ludzkiego DNA ani pirogenów**, dlatego doskonale sprawdzają się w procedurach biologii molekularnej i innych analizach wymagających maksymalnej czystości materiałów eksploatacyjnych. Końcówki oraz pipety Eppendorf oznaczone są kodem barwnym, który pozwala szybko i intuicyjnie dobrać kompatybilne końcówki do pipety o wybranym zakresie pojemności.

Szeroka kompatybilność i wygodne pakowanie Eppendorf

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. Dualfilter® przeznaczone są do stosowania z pipetami Eppendorf Reference i Research. Pasują również do wielu powszechnie używanych modeli pipet innych producentów. Standardowo pakowane są w statywy z przykrywką, co ułatwia przechowywanie i organizację pracy. **Wyjątek stanowi nr art. K-6529, który jest indywidualnie pakowany w opakowanie typu blister.**

W ofercie Bionovo dostępne są także końcówki [ep Dualfilter T.I.P.S.® Forensic Grade](#).