



Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased Reloads - PCR Clean i sterylne

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased Reloads posiadają filtr dwufazowy z hydrofobowego polietylenu, który zapewnia ochronę przed kontaminacją, oraz gwarantują szczelne i precyzyjne osadzenie na stożku pipety. System Reloads obejmuje praktyczne stelaże z końcówkami gotowymi do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S.[®] Box 2.0. Końcówki są sterylne, niepirogenne, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-5900	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	0,1-10 µl	40 mm	szary	PCR Clean/Sterile	0030 081.030	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5902	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	0,5-20 µl	46 mm	jasnoszary	PCR Clean/Sterile	0030 081.048	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5903	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	2-20 µl	53 mm	żółty	PCR Clean/Sterile	0030 081.056	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5904	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	2-100 µl	53 mm	żółty	PCR Clean/Sterile	0030 081.064	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5905	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	2-200 µl	55 mm	żółty	PCR Clean/Sterile	0030 081.072	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5906	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	PCR Clean/Sterile	0030 081.080	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5907	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	50-1000 µl	76 mm	niebieski	PCR Clean/Sterile	0030 081.099	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-5908	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. [®] BioBased Reloads	50-1250 µl	103 mm	ciemnozielony	PCR Clean/Sterile	0030 081.102	10 x 96 szt.	960 szt.

Opis

Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.[®] Biobased - ochrona przeciwwkontaminacyjna

Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased zapewniają szczelne dopasowanie do pipet Eppendorf i wymagają niewielkiej siły przy zakładaniu oraz zrzucaniu. Dwufazowy filtr z hydrofobowego tworzywa chroni przed aerozolami, kroplami, rozpryskami i biocząsteczkami. W razie przypadkowego zwilżenia filtr nie pęcznieje, co ułatwia odzyskanie próbki.

System wielokrotnego napełniania epT.I.P.S.[®] Reloads Eppendorf

Końcówki BioBased wykonane z polipropylenu na bazie materiałów biologicznych są **dostępne w systemie Reload, czyli w formie stelaży uzupełniających do pudełek epT.I.P.S.[®] Box 2.0**. Plastikowe pokrywki ograniczają ryzyko kontaminacji podczas przenoszenia stelaży, a pod względem czystości i sterylności Reloads spełniają te same wymagania co jednorazowe końcówki w formie Racks. W porównaniu z Racks, system Reloads wymaga do 54% mniej tworzyw sztucznych i znacząco zmniejsza ilość odpadów laboratoryjnych.

Biopolimery drugiej generacji

Umożliwiają redukcję zanieczyszczenia środowiska i śladu węglowego bez strat na jakości, precyzji i dokładności. Do ich produkcji zastosowano **biopolimer drugiej generacji**, oparty na surowcach odnawialnych, takich jak odpady i pozostałości z rafinacji olejów roślinnych czy zużyty olej spożywczy, z wyjątkiem hydrofobowego filtra wytwarzanego z tradycyjnego tworzywa.

Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased posiadają certyfikat ACT (*Accountability, Consistency, and Transparency*), który jest wydawany przez niezależny organ walidacyjny i służy do oceny zrównoważonego rozwoju produktów.

Wszystkie końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased Reloads oferowane są **w stopniu czystości PCR Clean + sterile**. Są wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, endotoksyn oraz sterylne (poprzez napromieniowanie lub gazowanie tlenkiem etylenu zgodnie z ISO 11137 lub ISO 11135).

Zestaw stelaży nie zawiera pudełka [epT.I.P.S. Box](#), które należy zamawiać osobno.