



## Filtry do pipet Transferpette<sup>®</sup> S



Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0104	Filtry do pipety Transferpette <sup>®</sup> S o poj. 500-5000 µl	704652	25 szt.
	K-0105	Filtry do pipety Transferpette <sup>®</sup> S o poj. 1000-10000 µl	704653	25 szt.

### Opis

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. Oryginalny produkt firmy Brand. Opakowanie zawiera 25 szt.