



Końcówki Optifit Low Retention - Single Tray

SARTORIUS

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie opakowań pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii końcówki Biohit Low Retention charakteryzują się wyjątkowo jednolitą i gładką powierzchnią hydrofobową, co zwiększa dokładność pipetowania detergentów i innych cieczy o niskim napięciu powierzchniowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6828	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Single Tray	0,1-10 µl	31,5 mm	LH-L790010	10x96 szt.
	K-6829	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Single Tray	0,5-200 µl	51 mm	LH-L790200	10x96 szt.
	K-6830	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Single Tray	5-350 µl	54 mm	LH-L790350	10x96 szt.
	K-6831	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Single Tray	10-1000 µl	71,5 mm	LH-L791000	10x96 szt.
	K-6832	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Single Tray	50-1200 µl	71,5 mm	LH-L791200	10x96 szt.
	K-6833	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Single Tray	50-1200 µl	90 mm	LH-L791210	10x96 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie opakowań pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii końcówki Biohit Low Retention charakteryzują się wyjątkowo jednolitą i gładką powierzchnią hydrofobową, co zwiększa dokładność pipetowania detergentów i innych cieczy o niskim napięciu powierzchniowym. Końcówki typu Low Retention są szczególnie przydatne w PCR, RT-PCR, klonowaniu i sekwencjonowaniu DNA, SDS-PAGE i innych metodach oczyszczania i analizy białek. Końcówki umieszczone w pudełkach Sartorius Biohit Single Tray. Autoklawowalne. Wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn.

[Tabela kompatybilności końcówek Sartorius Biohit z pipetami innych producentów - \[tutaj\]](#).