



## Naczynka wagowe LevGo<sup>®</sup> smartBoats



Kwadratowe naczynka wagowe LevGo<sup>®</sup> smartBoats<sup>®</sup>. Wykonane z papieru z certyfikatem FSC<sup>®</sup>, ulegają naturalnej biodegradacji. Odporne na temperaturę do 210°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	R-0201	Naczynka wagowe LevGo <sup>®</sup> smartBoats <sup>®</sup>	brązowy	35 x 35 x 16 mm	500 szt.
	R-0206	Naczynka wagowe LevGo <sup>®</sup> smartBoats <sup>®</sup>	biały	35 x 35 x 16 mm	500 szt.
	R-0202	Naczynka wagowe LevGo <sup>®</sup> smartBoats <sup>®</sup>	brązowy	48 x 48 x 14 mm	500 szt.
	R-0207	Naczynka wagowe LevGo <sup>®</sup> smartBoats <sup>®</sup>	biały	48 x 48 x 14 mm	500 szt.
	R-0203	Naczynka wagowe LevGo <sup>®</sup> smartBoats <sup>®</sup>	brązowy	95 x 95 x 25 mm	250 szt.
	R-0208	Naczynka wagowe LevGo <sup>®</sup> smartBoats <sup>®</sup>	biały	95 x 95 x 25 mm	250 szt.

### Opis

Naczynka wagowe SmartBoats<sup>®</sup> o kwadratowym kształcie, dostępne w dwóch rozmiarach. Stanowią ekologiczne rozwiązanie do ważenia próbek. Stanowią doskonałą alternatywę dla łódek plastikowych. Wykonane z papieru z certyfikatem FSC<sup>®</sup>. Ulegają naturalnej biodegradacji.

Naczynka wagowe odporne na temperaturę do 210°C. Posiadają certyfikaty ISO 9002, ISO 14001. Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości dotyczącymi kontaktu z żywnością.