



Statyw na próbki neoRack® biobased



Statyw na próbki neoRack® biobased wykonany z biopolimeru PE zawierającego w 95% węgiel odnawialny. W pełni nadaje się do recyklingu. Szybki i łatwy w składaniu i demontażu, możliwość ustawiania piętrowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do próbek	Kolor	Dł. x szer. x wys.	Rzędy
	2-1660	Statyw na próbki neoRack® biobased	o śr. 13 mm	zielono-fioletowy	146 x 146 x 70 mm	9 x 9
	2-1661	Statyw na próbki neoRack® biobased	o śr. 16 mm	zielono-żółty	146 x 146 x 70 mm	7 x 7
	2-1662	Statyw na próbki neoRack® biobased	o śr. 20 mm	zielono-niebieski	146 x 146 x 70 mm	6 x 6
	2-1663	Statyw na próbki neoRack® biobased	o śr. 25 mm	zielono-biały	146 x 146 x 70 mm	5 x 5
	2-1664	Statyw na próbki neoRack® biobased	o śr. 30 mm	zielono-różowy	146 x 146 x 70 mm	4 x 4

Opis

Praktyczny statyw na próbki neoRack® biobased. Szybki i łatwy w składaniu i demontażu, możliwość ustawiania piętrowego. Wykonany z biopolimeru PE zawierającego w 95% węgiel odnawialny. Jego produkcja to oszczędność 2,6 kg CO₂ na kg tworzywa sztucznego w porównaniu do PP. W pełni nadaje się do recyklingu.

Statyw ma otwartą przestrzeń z przodu. Wewnątrz znajdują się dwa poziomy kratki, które są wkładane do części bocznej oraz tylnej i zatrzaskiwane. Różne modele neoRack® mają te same wymiary zewnętrzne 146 x 146 x 70 mm (szer. x dł. x wys.) i ten sam kolor obudowy. Różnią się wielkością wkładki mieszczącej próbki o średnicy od 13 mm do 30 mm, oznaczonej różnymi kolorami w zależności od rozmiaru.