





## Końcówki do pipet TipOne<sup>®</sup> z filtrem

Uniwersalne końcówki z filtrem TipOne<sup>®</sup> do pipet, z podziałką. Sterylne, wolne od DNaz, RNaz, DNA i pirogenów. Dostępne w statywach oraz we wkładach uzupełniających do statywów. Filtry wykonane z HDPE, nie zawierają żadnych dodatków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane
	S1120-8810	Końcówki do pipet TipOne <sup>®</sup> z filtrem - ze znacznikami	1-200 µl	żółty	sterylny	statywy	10 x 96 szt.
	S1122-1730	Końcówki do pipet TipOne <sup>®</sup> XL z filtrem - ze znacznikami	100-1000 µl	niebieski	sterylny	wkłady uzupełniające	10 x 96 szt.

### Opis

Uniwersalne końcówki z filtrem TipOne<sup>®</sup> do pipet, z podziałką. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, DNA i pirogenów. Oznaczone kodem barwnym umożliwiającym szybką i łatwą identyfikację. TipOne<sup>®</sup> blokują 99% aerozoli chroniąc próbki przed niepożądanym zanieczyszczeniem. Filtry wykonane z HDPE, nie zawierają żadnych dodatków mogących zakłócać działanie próbek. Kołnierz końcówki zapewnia uniwersalne dopasowanie. Kompatybilność końcówek TipOne<sup>®</sup> z powszechnie dostępnymi pipetami można sprawdzić na stronie producenta - [tutaj](#).

Dostępne w statywach oraz we wkładach uzupełniających do statywów.

W ofercie posiadamy również [uniwersalne końcówki bez filtra](#).