

Zestawy NucleoFast[®]



NucleoFast[®] to ekonomiczne zestawy do oczyszczania produktów PCR przy użyciu płytki 96-stanowiskowej. Pozwalają otrzymać DNA gotowe do sekwencjonowania i tworzenia mikromacierzy. Uniemożliwiają przenoszenie zanieczyszczeń z dołka do dołka. Szybkie procedury i wytrzymała membrana, wolna od detergentów, pozwalają na łatwe odzyskiwanie DNA. Dostępne są zarówno kompletne zestawy, jak i same płytki. NucleoFast[®] nadają się zarówno do ręcznego, jak i zautomatyzowanego oczyszczania produktów PCR powyżej 150 pz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	743500.4	NucleoFast [®] 96 PCR Clean-up (4 x 96 izolacji)	1 zestaw
	743100.01	NucleoFast [®] 96 PCR Plate (1 x 96 izolacji) - 1 szt.	1 zestaw
	743100.10	NucleoFast [®] 96 PCR Plate (10 x 96 izolacji) - 10 szt.	1 zestaw
	743100.50	NucleoFast [®] 96 PCR Plate (50 x 96 izolacji) - 50 szt.	1 zestaw

Opis

NucleoFast[®] to ekonomiczne zestawy do oczyszczania produktów PCR przy użyciu płytki 96-stanowiskowej. Pozwalają otrzymać DNA gotowe do sekwencjonowania i tworzenia mikromacierzy. Uniemożliwiają przenoszenie zanieczyszczeń z dołka do dołka. Szybkie procedury i wytrzymała membrana, wolna od detergentów, pozwalają na łatwe odzyskiwanie DNA. Dostępne są zarówno kompletne zestawy jak i same płytki. NucleoFast[®] nadają się zarówno do ręcznego, jak i zautomatyzowanego oczyszczania produktów PCR powyżej 150 pz.