



Statywy na próbki PCR

ratiolab[®]

Statywy do próbek PCR z 96 miejscami w formacie mikroplątki. Wykonane z PP. Mogą służyć jako stacja robocza i magazynowa dla pojedynczych próbek 0,2 ml, pasków i segmentów PCR. Autoklawowalne, dostępne w pięciu kolorach. Oferowane w opakowaniach po 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	R-4021	Statywy na próbki PCR	biały	96 miejsc	10 szt.
	R-4022	Statywy na próbki PCR	żółte	96 miejsc	10 szt.
	R-4023	Statywy na próbki PCR	niebieskie	96 miejsc	10 szt.
	R-4024	Statywy na próbki PCR	zielone	96 miejsc	10 szt.
	R-4025	Statywy na próbki PCR	czerwone	96 miejsc	10 szt.
	R-4026	Statywy na próbki PCR	mix kolorów	96 miejsc	10 szt.

Opis

Statywy do próbek PCR wykonano z polipropylenu (PP). Statywy do próbek z 96 miejscami o średnicy 6 mm można wykorzystywać jako stacje robocze i magazynowe dla pojedynczych próbek PCR 0,2 ml, pasków PCR i segmentów PCR. Waga pojedynczego statywu to mniej niż 20 g. Układ 8 x 12 gniazd tworzy format mikroplątki o wymiarach 127 x 85 mm i wysokości 16 mm. Puste statywy można układać w stosy oraz autoklawowować.

Dostępne w pięciu kolorach dla łatwej kategoryzacji różnych typów próbek. Oferowane w kompletach po 10 sztuk.

Dodatkowo statywy można doposażyć w przezroczyste pokrywy dostępne w dwóch wariantach różniących się wysokością oraz materiałem, z którego zostały wykonane.