



Płytki titracyjne 96-dołkowe i pokrywki



Płytki titracyjne wykonane z PS. Sterylne, pakowane indywidualnie. Standardowych rozmiarów, 96-dołkowe, z dnem w kształcie U albo F. Oferowane bez pokrywek, które należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Dno	Poj. dołka	Stopień czystości	Materiał	Wymiary	Pakowane	Szt./Op.
	B-2471	Płytki titracyjne 96-dołkowe	96 dołków	U-kształtne	0,28 ml	sterylny	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2473	Płytki titracyjne 96-dołkowe	96 dołków	F-kształtne	-	sterylny	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2475	Pokrywki do płytek titracyjnych	-	-	-	sterylny	-	-	pak. ind.	50 szt.

Opis

Płytki testowe wykonane z bezbarwnego polistyrenu (PS). Służą do wykonywania licznych testów w małej objętości. Do wyboru płytki U-kształtne lub F-kształtne. Dno płytki w kształcie litery „U” charakteryzuje się zaokrąglonym kształtem bez żadnych zakamarków. Objętość każdej studzienki wynosi 0,281 ml. Płytki posiadają czytelne oznakowanie alfanumeryczne.

Wymiary: długość 127,70 mm, szerokość 85,80 mm, wysokość 14,10 mm. Waga pakowanej pojedynczo płytki to 40,00 ±1 g. Sterylne, pakowane pojedynczo, posiadają certyfikat **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Sterylizowane radiacyjnie zgodnie z normą EN ISO 11137 (sterylizacja produktów ochrony zdrowia).

Uwaga: Płytki titracyjne oferowane są bez pokrywek (B-2475), które należy zamawiać dodatkowo.