



Zestaw startowy pipet Transferpette[®] S



Ekonomiczny zestaw pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Zawiera trzy Transferpette[®] S o różnych objętościach, 3 pudełka z odpowiednimi końcówkami oraz 3 przykręcane uchwyty.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Nr producenta
	K-0031	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Micro	704790
	K-0032	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Midi	704791
	K-0033	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Macro	704792
	K-0034	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Standard	704793

Opis

Ekonomiczny zestaw pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Zawiera trzy Transferpette[®] S o różnych objętościach, 3 pudełka z odpowiednimi końcówkami oraz 3 przykręcane uchwyty. Dostępne cztery wersje zestawu:

Wersja Micro: zawiera pipety D-1 (0,1-1 µl), D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl).

Wersja Midi: zawiera pipety D-20 (2-20 µl), D-200 (20-200 µl), D-1000 (100-1000 µl).

Wersja Macro: zawiera pipety D-1000 (100-1000 µl), D-5000 (500-5000 µl), D-10000 (1000-10000 µl).

Wersja Standard: zawiera pipety D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl), D-1000 (100-1000 µl).