



Dozownik HandyStep® S



Dozownik ręczny idealny do seryjnego pipetowania. Za pomocą różnych rozmiarów końcówek PD-Tips o pojemności od 0,1 ml do 50 ml można pipetować pojemności od 2 µl do 5 ml w maks. 49 krokach, bez ponownego napełniania. Gwarantuje doskonałą precyzję, nawet przy bardzo małych objętościach. Nadaje się do użytkowania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne.

Miniatura



Nr-art.

K-0825

Nazwa

Dozownik HandyStep® S

Nr producenta

705110

Opis

Dozownik ręczny idealny do seryjnego pipetowania. Za pomocą różnych rozmiarów końcówek PD-Tips II (niesterylnych [K-6610-K-6625](#) lub sterylnych [K-6630-K-6639](#)) o pojemności od 0,1 ml do 50 ml można pipetować pojemności od 2 µl do 5 ml w maks. 49 krokach, bez ponownego napełniania. Gwarantuje doskonałą precyzję, nawet przy bardzo małych objętościach. Nadaje się do użytkowania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Możliwy do obsługi jedną ręką, nawet w rękawiczkach. Ergonomiczny, z podpórką palca, umożliwia długie pipetowanie bez zmęczenia. Bezkontaktowe usuwanie końcówek za pomocą przycisku pozwala zmniejszyć ryzyko kontaminacji i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Urządzenie nadaje się również do pipetowania mediów o wysokiej lepkości, znacznej prężności par bądź pieniących się.

Dostarczany z uchwytem do mocowania na ścianie, certyfikatem jakości oraz deklaracją zgodności oraz trzema końcówkami: 0,1 ml, 1 ml i 10 ml.

Zakres temperatur roboczych: od +15 °C do +40 °C.

Odpowiednie końcówki PD-Tips II do dozowników strzykawkowych Brand sterylne [K-6630-K-6639](#) lub niesterylne [K-6610-K-6625](#) należy zamawiać osobno.