



Pipety automatyczne wielokanałowe Transferpette® electronic



Transferpette® electronic firmy Brand to pierwsze pipety na świecie z zakresu mikrolitrowego wyróżnione Certyfikatem Ergonomii przez TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. Posiadają 5 programów do wyboru: zwykłe pipetowanie, pipetowanie zwrotne, mieszanie próbek, dozowanie i pipetowanie na żel do elektroforezy. Komfortowe w użytkowaniu zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Wielokanałowe pipety Transferpette® electronic dostępne są w wersji z 8 lub 12 kanałami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Typ końcówki	Nr producenta
	K-0410	Pipeta Transferpette® Electronic 8-kanałowa	0,5-10 µl	0,01 µl	20 µl	705399
	K-0411	Pipeta Transferpette® Electronic 8-kanałowa	1-20 µl	0,02 µl	20 µl	705400
	K-0412	Pipeta Transferpette® Electronic 8-kanałowa	5-100 µl	0,1 µl	200 / 300 µl	705403
	K-0413	Pipeta Transferpette® Electronic 8-kanałowa	10-200 µl	0,2 µl	200 / 300 µl	705404
	K-0414	Pipeta Transferpette® Electronic 8-kanałowa	15-300 µl	0,5 µl	300 µl	705406
	K-0415	Pipeta Transferpette® Electronic 12-kanałowa	0,5-10 µl	0,01 µl	20 µl	705449
	K-0416	Pipeta Transferpette® Electronic 12-kanałowa	1-20 µl	0,02 µl	20 µl	705450
	K-0417	Pipeta Transferpette® Electronic 12-kanałowa	5-100 µl	0,1 µl	200 / 300 µl	705453
	K-0418	Pipeta Transferpette® Electronic 12-kanałowa	10-200 µl	0,2 µl	200 / 300 µl	705454
	K-0419	Pipeta Transferpette® Electronic 12-kanałowa	15-300 µl	0,5 µl	300 µl	705456

Opis

Transferpette® electronic firmy Brand to pierwsze pipety mikrolitrowe wyróżnione Certyfikatem Ergonomii przez TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. Posiadają 5 programów do wyboru: zwykłe pipetowanie, pipetowanie zwrotne, mieszanie próbek, dozowanie i pipetowanie na żel do elektroforezy. Komfortowe w użytkowaniu zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Dolna część pipety ma możliwość obracania się o 360° i jest autoklawowalna. Transferpette® electronic występuje w wersji 8-kanałowej lub 12-kanałowej. Poszczególne kanały są łatwe w demontażu i czyszczeniu. Kalibracja urządzenia jest możliwa bez użycia specjalnych narzędzi. Pipety Brand Transferpette® electronic posiadają znak CE zgodny z

IVD 98/79 EG.

Zakres dostawy: zasilacz sieciowy, bateria akumulatorowa NiMH, pudełko odpowiednich końcówek, zbiornik na odczynniki, zestaw pierścieni z FKM i olej silikonowy.