



Oryginalne końcówki do pipet, z filtrem



Kończówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Kończówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0070	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	0,1-1 µl	960 szt.	732502
	K-0071	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	0,5-10 µl	960 szt.	732504
	K-0242	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	1-20 µl	960 szt.	732506
	K-0072	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	2-20 µl	960 szt.	732508
	K-0073	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	5-100 µl	960 szt.	732510
	K-0074	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	5-200 µl	960 szt.	732512
	K-0075	Kończówki do pipet z filtrem, Brand - w worku	50-1000 µl	960 szt.	732514

Opis

Kończówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Kończówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.

Autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. Kończówki dostępne w różnych rodzajach opakowań: specjalnie zaprojektowanych, ergonomicznych i estetycznych pudełkach TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, we wkładach do napełniania pudełek lub w wersji ekonomicznej – spakowane luzem w workach. Kończówki niesterylne (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP).