



Probówki do PCR - z płaską pokrywką - poj. 0,2 ml

Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml, z płaskimi pokrywkami. Wykonane z polipropylenu medycznego, wytrzymują wysokie temperatury, są odporne na działanie chemikaliów. Mix 5 opakowań po 200 szt. w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	I1402-8108	Probówki do PCR	0,2 ml	mix kolorów	niesterylne	worek	1000 szt.

Opis

Probówki do PCR o pojemności 0,2 ml. Wyposażone w płaskie pokrywki, które zapewniają optymalne uszczelnienie i minimalizują utratę próbki na skutek parowania. Pokrywki są łatwe w otwieraniu i zamykaniu, ułatwiając dostęp do próbki, a jednocześnie pozostają szczelnie zamknięte, aby chronić jej zawartość.

Probówki wykonane z polipropylenu medycznego. Wytrzymują wysokie temperatury i są odporne na działanie chemikaliów, co czyni je idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w PCR. Cienkie ścianki zapewniają efektywną wymianę ciepła. Autoklawowalne. Nie zawierają DNA, DNazy, endotoksyn, inhibitorów PCR oraz pirogenów

Opakowanie zawiera 1000 szt. probówek – 5 woreczków po 200 szt. w każdym z kolorów: niebieski, zielony, żółty, fioletowy, różowy.