



Kriopudełka na probówki - 100 miejscowe

Czarne kriopudełko z czarną pokrywką. Wykonane z PP. Na probówki o średnicy do 11 mm. Posiada 100 miejsc w układzie 10 x 10. Czarny kolor pudełka doskonale chroni próbki wrażliwe na światło.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc	Wymiary
	R-6107	Kryobox - czarna podstawa i czarna pokrywka	probówki o średnicy do 11 mm	100 miejsc	130 x 130 x 37 mm

Opis

Czarne kriopudełko z czarną pokrywką. Wykonane z wytrzymałego i trwałego polipropylenu (PP). Idealne na probówki o średnicy do 11 mm. Posiada 100 miejsc w układzie 10 x 10. Wymiary produktu to 130 x 130 x 37 mm.

Kryobox w kolorze czarnym to idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania i transportu małych próbek. Zapewnia ochronę próbek przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Pokrywka szczelnie przylega, chroniąc zawartość przed kurzem. Czarny kolor pudełka doskonale zabezpiecza próbki wrażliwe na światło.