
















Woreczki strunowe na próbki z wytrzymałego LDPE - z polem do opisu

Woreczki wykonane z wytrzymałego LDPE. Z praktycznym zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Grubość folii wynosi 50 µm. Dostępne z białym polem do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Materiał	Szer. x dł.	Grubość	Szt./Op.
	B-7089	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	40 x 60 mm	50 µm	100 szt.
	L-0052	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	60 x 80 mm	50 µm	100 szt.
	B-7090	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	70 x 100 mm	50 µm	100 szt.
	L-0053	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	80 x 120 mm	50 µm	100 szt.
	B-7092	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	100 x 150 mm	50 µm	100 szt.
	B-7094	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	120 x 170 mm	50 µm	100 szt.
	L-0054	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	160 x 220 mm	50 µm	100 szt.
	B-7091	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	180 x 250 mm	50 µm	100 szt.
	B-7093	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	200 x 300 mm	50 µm	100 szt.
	L-0055	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	220 x 310 mm	50 µm	100 szt.
	B-7097	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	250 x 350 mm	50 µm	100 szt.
	B-7095	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	300 x 400 mm	50 µm	100 szt.
	B-7098	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	350 x 450 mm	50 µm	100 szt.

Opis

Woreczki wykonane z wytrzymałego LDPE. Z praktycznym zamknięciem strunowym zapewniającym możliwość wielokrotnego zamykania. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Produkt można zamrażać. Grubość folii wynosi 50 µm. Worki strunowe dostępne z białym polem do opisu. Opakowanie zawiera 100

sztuk.