



Końcówki do pipet w pudełkach Tip Box - Brand



Końcówki do pipet firmy Brand. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. W specjalnie zaprojektowanych, ergonomicznych i estetycznych pudełkach TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0093	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,1-20 µl	sterylny	732222	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-6520	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,5-20 µl	sterylny	732224	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0106	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	1-50 µl	sterylny	732226	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-6521	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	2-200 µl	sterylny	732228	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-6522	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	5-300 µl	sterylny	732230	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0223	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	50-1000 µl	sterylny	732232	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0092	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,1-20 µl	niesterylny	732202	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0096	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,5-20 µl	niesterylny	732204	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0099	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	1-50 µl	niesterylny	732206	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0213	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	2-200 µl	niesterylny	732208	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0218	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	5-300 µl	niesterylny	732210	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0200	Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	50-1000 µl	niesterylny	732212	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0228	Końcówki do pipet - w TipBox	500-5000 µl	niesterylny	702605	-	28 szt.
	K-0229	Końcówki do pipet - w TipBox	1000-10000 µl	niesterylny	702608	-	18 szt.

Opis

Końcówki do pipet firmy Brand. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. W specjalnie zaprojektowanych, ergonomicznych i estetycznych pudełkach TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Bez problemu można je otworzyć przy użyciu jednej ręki. Wkład z końcówkami nie ugina się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka są dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna umożliwia kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go.