



Końcówki do pipet, z filtrem, w pudełkach Tip Box - Brand



Końcówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMA i oleamidu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0232	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,1-1 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732722
	K-0238	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,5-10 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732724
	K-0245	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	1-20 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732726
	K-0251	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	2-20 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732728
	K-0257	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	5-100 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732730
	K-0263	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	5-200 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732732
	K-0269	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	50-1000 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.	732734
	K-0230	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,1-1 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732702
	K-0236	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	0,5-10 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732704
	K-0243	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	1-20 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732706
	K-0249	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	2-20 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732708
	K-0255	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	5-100 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732710
	K-0261	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	5-200 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732712
	K-0267	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipBox	50-1000 µl	niesterylny	5 x 96 szt.	480 szt.	732714

Opis

Końcówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. W specjalnie zaprojektowanych, ergonomicznych i estetycznych pudełkach TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Bez problemu można je otworzyć przy użyciu jednej ręki. Wkład z końcówkami nie ugina się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka są dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna umożliwia kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go.

Produkty o nr K-0238 w promocyjnej cenie mają przekroczony termin ważności.