



Pożywka RPMI 1640 - z glutaminianem - 500 ml

Pożywka RPMI 1640 z 2,0 g/l NaHCO₃. Zawiera stabilny glutaminian w składzie.

Miniatura



Nr-art.

FG 1215

Nazwa

RPMI 1640 with 2,0 g/l NaHCO₃ - with stable glutamine

Pojemność

500 ml

Opis

Pożywka RPMI 1640 z 2,0 g/l NaHCO₃. Zawiera stabilny glutaminian w składzie.

Objętość: 500 ml.