







Pipety serologiczne z PS

Pipety serologiczne z PS o różnych pojemnościach. Z dwukierunkową podziałką i zatyczką. Kod barwny. Produkt sterylny, bez rybonukleazy, deoksyrybonukleazy, lateksu i pirogenów. W zestawie z zatyczką filtra poliolefinowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	E4860-0001	Pipety serologiczne z PS	1 ml	żółty	sterylny	pak. ind.	500 szt.
	E4860-0005	Pipety serologiczne z PS	5 ml	niebieski	sterylny	pak. ind.	200 szt.
	E4860-0010	Pipety serologiczne z PS	10 ml	pomarańczowy	sterylny	pak. ind.	200 szt.
	E4860-0025	Pipety serologiczne z PS	25 ml	czerwony	sterylny	pak. ind.	150 szt.

Opis

Pipety serologiczne o różnych pojemnościach. Wykonane z niecytotoksycznego i niehemolitycznego polistyrenu (PS). Z podziałką ujemną umożliwiającą dodatkową objętość roboczą. Dodatkowo dwukierunkowe podziałki zapewniają dodatkową użyteczność. Dokładność $\pm 2\%$. W zestawie z zatyczką filtra poliolefinowego. Produkt sterylny – sterylność gamma do SAL 10^{-6} (ISO 11137). Bez rybonukleazy, deoksyrybonukleazy, lateksu i pirogenów. Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485. Oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji.

Specjalnie zaprojektowane opakowanie kartonowe z perforowaną taśmą odrywającą może służyć jako wydajny dozownik stołowy. Pakowane indywidualnie w papierowo-plastikowe opakowania.

Produkty w cenie promocyjnej mają przekroczoną datę ważności.