

Trzonki do skalpeli

Trzonki do skalpeli. Dostępne są dwa rodzaje trzonków: o długości 130mm oraz 160mm.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zdjęcie	Szt./Op.
	2-7125	Trzonek do skalpela, dł. 130 mm, nr 2	-	-
	2-7126	Trzonek do skalpela, dł. 160 mm, nr 4	-	-

Opis

Trzonki do skalpeli. Do wyboru dwa rodzaje trzonków: o długości 130mm oraz 160mm.

Skalpele oraz ostrza sterylne i niesterylne należy zamawiać osobno.