



Statywy na fiolki

Zestaw 5 statywów laboratoryjnych z oznaczeniem alfanumerycznym. Produkt można sterylizować w autoklawie w temperaturze 120°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Śr. otworów	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	23202	Zestaw statywów na fiolki	czerwone	90 miejsc	17,1 mm	320 x 170 x 30 mm	5 szt.
	23201	Zestaw statywów na fiolki	czerwone	36 miejsc	23,1 mm	320 x 90 x 30 mm	5 szt.
	23206	Zestaw statywów na fiolki	czerwone	50 miejsc	29 mm	336 x 175 x 30 mm	5 szt.

Opis

Statywy laboratoryjne wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. W zestawie 5 sztuk statywów na fiolki o różnych średnicach, w zależności od wariantu. Kolor czerwony. Oznaczenie alfanumeryczne dla lepszej identyfikacji, możliwość układania w stosy. Produkt autoklawowalny w temperaturze 120°C.

Lekkie, wytrzymałe i łatwe do czyszczenia. Stabilna konstrukcja, zapewniająca bezpieczeństwo przechowywanym próbkom. Idealne do użytku w laboratoriach, placówkach badawczych i innych środowiskach.