



Statyw ze stali szlachetnej na próbówki

Statyw ze stali szlachetnej na próbówki o średnicy 18 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na korozję i działanie chemikaliów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga
	L-6105	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	18 mm	2 x 12	24 miejsca	250 mm	50 mm	70 mm	180 g
	L-6106	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	18 mm	3 x 12	36 miejsc	250 mm	70 mm	70 mm	207 g
	L-6107	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki	18 mm	4 x 12	48 miejsc	250 mm	90 mm	70 mm	240 g

Opis

Statyw ze stali szlachetnej na próbówki. Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany elektrochemicznie. Odporny na korozję i działanie chemikaliów.

Mieści 24, 36 lub 48 probówek w zależności od wariantu. Odpowiedni dla probówek o średnicy 18 mm. Szeroka podstawa zapewniająca stabilność statywu, nawet kiedy jest wypełniony probówkami.