



Fiolki gwintowane ND8 - 1,1 ml i 1,5 ml

Fiolki z gwintem 8-425 do zastosowań GC i HPLC. Przeznaczone do prawie wszystkich powszechnie znanych autosamplerów. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	7-0655	Fiolki gwintowane	bezbarwny	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0656	Fiolki gwintowane	bezbarwny	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0657	Fiolki gwintowane	oranżowe	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0658	Fiolki gwintowane	oranżowe	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0659	Fiolki gwintowane	bezbarwny	1,1 ml	ND8	100 szt.

Opis

Fiolki z gwintem 8-425 do zastosowań GC i HPLC

Przeznaczone do prawie wszystkich powszechnie znanych autosamplerów.

Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Wąski otwór wymaga użycia mikrowkładów o śr. 5 mm.

Wymiary: 32 x 11,6 mm