



Fiolki do autosamplera - 1,2 ml

Fiolki z gwintem na zakrętki z otworem i septą. Odpowiednie do autosamplera HP, Varian, Perkin-Elmer, Erba, Kontron itd. Wys. 32 mm, śr.12 mm, gwint 8 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	2-7200	Fiolki 1,2 ml do autosamplera	bezbarny	1,2 ml	12 x 32 mm	ND8	100 szt.
	2-7201	Fiolki 1,2 ml do autosamplera	orazowe	1,2 ml	12 x 32 mm	ND8	100 szt.

Opis

Fiolki z gwintem na zakrętki z otworem i septą. Odpowiednie do autosamplera HP, Varian, Perkin-Elmer, Erba, Kontron itd. Wys. 32 mm, śr.12 mm, gwint 8 mm.