

Etykiety poliolefinowe do niskich temperatur



NALGENE[®]

Etykiety samoprzylepne do oznaczania próbek w laboratoriach. Wykonane z wysokiej jakości poliolefin. Odporne na trudne warunki laboratoryjne, jak np.: niskie temperatury (do -29°C), promieniowanie UV, chemikalia, pleśń, brud i wilgoć. Autoklawowalne. Nadają się do etykietowania produktów z tworzyw sztucznych, szkła i metalu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Pakowane	Szt./Op.
	6319-0015	Etykiety poliolefinowe	biały	20 x 38 mm		650 szt.

Opis

Etykiety samoprzylepne z wysokiej jakości poliolefin. Trwałe i wszechstronne rozwiązanie do oznaczania próbek w laboratoriach. Odporne na szeroki zakres trudnych warunków laboratoryjnych m.in.: **niskie temperatury (do -29°C)**, **promieniowanie UV**, chemikalia, pleśń, brud, wilgoć. Etykiety są autoklawowalne. Dzięki doskonałej przyczepności nadają się do etykietowania produktów plastikowych, szklanych i metalowych. Wymiary każdej naklejki to 20 x 38 mm.

Uwaga: należy zachować ostrożność przy użyciu rozpuszczalników, ponieważ mogą rozpuszczać klej. Do stosowania ze wszystkimi produktami do pisania, z wyjątkiem ołówka.

Naklejki umieszczone na arkuszach zbliżonych do formatu A4 (21,6 x 27,9 cm) – 10 arkuszy po 65 szt. w układzie 5 x 13 szt.