



Probówki typu Eppendorf - poj. 1,5 ml

ratiolab[®]

Probówki wirówkowe z PP, o pojemności 1,5 ml. Bezbarwne. Ze szczelnym zamknięciem. Odpowiednie do wirowania przy obrotach do **25000 x g**. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Materiał	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-2277	Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym	stożkowodenne	PP	1,5 ml	niesterylny	1000 szt.

Opis

Probówki wirówkowe o pojemności 1,5 ml, wykonane z polipropylenu (PP). Probówki są bezbarwne, posiadają bezpieczne i szczelne zamknięcie. Odporne na wirowanie do **25000 x g**. Autoklawowalne w temperaturze 121°C przez 20 minut.