



Zarękawniki standardowe z CPE

Zarękawniki standardowe z polietylenu chlorowanego (CPE). Materiał wykazuje wyjątkową odporność chemiczną i termiczną, na czynniki atmosferyczne takie jak wysoka temperatura, ozon oraz ogień.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Długość	Grubość	Kolor	Szt./Op.
	L-7330	Zarękawniki standardowe z CPE	CPE	40 cm	20 µm	biały	100 szt.

Opis

Zarękawniki standardowe z polietylenu chlorowanego (CPE). Zapewniają ochronę przedramion podczas pracy w laboratorium. Wykonane z wytrzymałego materiału CPE o grubości 20 µm i 40 cm długości. Materiał wykazuje wyjątkową odporność chemiczną i termiczną na czynniki atmosferyczne takie jak wysoka temperatura, ozon oraz ogień.